Инструкция по использованию медицинского изделия

«Изделия для взятия проб крови, с принадлежностями.

Переходники многоразовые»

1. **Назначение**

Держатель для вакуумной пробирки (Стандартный держатель (переходник) с резьбой для двусторонней иглы) используется для фиксации пробирок в процессе взятия крови у пациента, обеспечивает жесткую винтовую фиксацию.

2. **Описание**

Не является материалом многократного использования.

Держатель из полипропилена.

Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм.

Центральная резьба для двусторонней иглы.

Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками.

Оснащен центральной резьбой для качественной фиксации иглы при проведении процедуры, удобства при введении и выборе направления.

Держатель не имеет прямого контакта с кровью пациента, противопоказания к применению и возможные побочные действия – отсутствуют.

3. **Область применения**:

Клиническая лабораторная диагностика

4. **Способ применения**

1. Извлечь изделие из упаковки, проверить комплектность.
2. Плотно надеть иглу для забора крови на иглодержатель.
3. Извлечь вакуумную пробирку из упаковки.
4. Непосредственно перед венопункцией снять предохранительный колпачок с иглы для забора крови.
5. Выполнить венепункцию пациента, соблюдая соответствующие медицинские инструкции по проведению инфузионных процедур.

6. Взять иглодержатель одной рукой, а другой рукой взять вакуумную пробирку и вставить крышкой в иглодержатель до упора. При этом игла специальная должна проколоть пробку пробирки.
7. После подключения пробирки к изделию убедиться, что внутренняя полость пробирки начинает заполняться кровью, в случае если кровь в пробирку не поступает, необходимо извлечь пробирку из иглодержателя и подключить к изделию другую пробирку.
8. Дождаться заполнения вакуумной пробирки кровью до необходимого объёма.
9. Извлечь пробирку из иглодержателя и установить в штатив. При необходимости дополнительного количестве проб крови подключить другую вакуумную пробирку к изделию, не вынимая иглы из вены пациента.
10. Осторожно извлечь иглу для забора крови вместе с иглодержателем из вены, соблюдая соответствующие медицинские инструкции по проведению эксфузионных процедур.
11. После использования изделие поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором для дальнейшей утилизации.

5. Меры предосторожности

- Не используйте изделие с поврежденной упаковкой и этикеткой.

- Не используйте изделие с истекшим сроком годности

- Не используйте изделие с поврежденной поверхностью

- Во время проведения процедуры взятия и анализа крови, медицинский работник обязан использовать одноразовые перчатки во избежание заражения в случае пролития крови.

Утилизируйте использованное медицинское изделие в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21.

6. Документ, подтверждающий регистрацию МИ

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09651 от 06.05.2011 года на медицинское изделие: «Изделия для взятия проб крови, с принадлежностями».

Производитель: «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd», 39 Shenlinan Rd., Jinxian Town, 331700 Nanchang, China, Китай